

Anti-Fibronectin Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02751

Artikelnummer: CM0018902



Einführung

Poliklonaler Antikörper gegen menschliches Fibronectin (FN1), validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zelladhäsion und extrazellulärer Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibronectin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2335
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02751
Proteingewicht	272 kDa
Versand	Eisbeutel