

Anti-Fibronectin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P02751

Artikelnummer: CM0002015



Einführung

Fibronectin Kaninchen monoklonaler Antikörper (P02751) validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zur Zelladhäsion, Wundheilung und extrazellulären Matrix in diversen Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fibronectin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF; Fibronectin
Spezies	Mensch
Gen-ID	2335
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-2477 von menschlichem FN1 (P02751) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02751
Proteingewicht	272kDa
Versand	Eisbeutel