


Anti-Fig4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92562

Artikelnummer: CM0013176



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen die humane FIG4-Phosphoinositid-Phosphatase gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung des PI(3,5)P2-Stoffwechsels und die Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FIG4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BOP; YVS; BTOP; SAC3; ALS11; CMT4J; KIAA0274; dj24914.1; FIG4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9896
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 608-907 von humanem FIG4 (NP_055660.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92562
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel