


Anti-Filaggrin (Flg) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Artikelnummer: CM0011238



Einführung

Hochwertiger FLG-Kaninchen-Monoklonalantikörper für IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert spezifisch mit menschlichem Filaggrin (435 kDa). Ideal für die Forschung zu epidermaler Differenzierung, Hautbarriere und dermatologischen Erkrankungen. Versand in Kühlbox.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLG Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FLG1, ATOD2, FLG-1
Spezies	Mensch
GenID	2312
Immunogen	Rekombinantes Fragment
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20930
Proteingewicht	435 kDa
Versand	Kühlbox