


Anti-Filaggrin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P20930

Artikelnummer: CM0009865



Einführung

Validierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Filaggrin (FLG, 435 kDa) für IF-P, IHC-P und ELISA. Filaggrin aggregiert während der epidermalen Differenzierung Keratinfilamente und ist für die Erforschung der Hautbarriere unerlässlich.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Filaggrin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	FLG1; ATOD2; FLG-1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2312
GeneID	2312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 198-288 des menschlichen FLG entspricht (NP_002007.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20930
Proteingewicht	435 kDa
Versand	Kühlakku