

Anti-Filamin A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21333

Artikelnummer: CM0012497



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Filamin A (FLNA), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Untersuchung der Aktin-Zytoskelett-Organisation, Zellmigration und Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Filamin A Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	FLN; FMD; MNS; OPD; ABPX; CSBS; CVD1; FGS2; FLN1; NHBP; OPD1; OPD2; XLVD; XMVD; FLN-A; ABP-280; Filamin A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2316
Gen-ID	2316
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2548-2647 von humanem Filamin A (P21333) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P21333
Proteinmasse	281 kDa
Versand	Eisbeutel