

Anti-Filamin A Kaninchen Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21333

Artikelnummer: CM0022447



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Filamin A (FLNA, ABP-280). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Zytoskelett, Adhäsion und Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Filamin A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLN, FMD, MNS, OPD, ABPX, CSBS, CVD1, FGS2, FLN1, NHBP, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, FLN-A, ABP-280, Filamin A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2316
GenID	2316
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2348-2647 des humanen Filamin A (NP_001104026.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21333
Proteingewicht	281 kDa
Versand	Eispackung