


## Anti-Filamin-B-(Flnb)-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75369

Artikelnummer: CM0019383



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FLNB (Filamin-B), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Dynamik des Aktin-Zytoskeletts und der Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FLNB-Kaninchen-pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | AOI, FH1, SCT, TAP, LRS1, TABP, FLN-B, FLN1L, ABP-278, ABP-280, FLNB                                                        |
| Art               | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID (Mensch)   | 2317                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1686-1785 des humanen FLNB (NP_001157789.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | O75369                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 278 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Kühlbeutel                                                                                                                  |