

Anti-Filamin-C Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14315

Artikelnummer: CM0014138



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Filamin-C (FLNC), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung der Sarkomerassemblierung und Muskelerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLNC Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ABPA; ABPL; FLN2; MFM5; MPD4; RCM5; CMH26; ABP-280; ABP280A; FLNC
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2318
GeneID	2318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2160-2340 von humanem FLNC (NP_001449.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14315
Protein-Gewicht	291kDa
Versand	Eisbeutel