

Anti-Filip1L Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q4L180

Artikelnummer: CM0019804

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen FILIP1L (DOC1, GIP130), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung antiangiogener Aktivität und Tumervaskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FILIP1L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOC1; DOC-1; GIP90; GIP130; FILIP1L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11259
Gen-ID	11259
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem FILIP1L enthält (NP_878913.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q4L180
Protein-Gewicht	130kDa
Versand	Eistasche