

Anti-Fip1L1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Un15

Artikelnummer: CM0026018



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen den humanen Prä-mRNA 3'-End-Verarbeitungsfaktor FIP1L1. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der mRNA-Polyadenylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FIP1L1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	Rhe; FIP1; hFip1; FIP1L1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81608
Gen-ID	81608
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des menschlichen FIP1L1 (NP_001128409.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6UN15
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel