

Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Kaninchen Monoklonaler Antikörper - Fitc/5-Fam/6-Fam Kaninchen Mab

Artikelnummer: CM0003568

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen FITC/5-FAM/6-FAM. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen mit artsunabhängiger Kreuzreaktivität. Geliefert von CamelBio für die IVD-Forschung und die Beschaffung von Rohmaterialien für die Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FITC/5-FAM/6-FAM Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
Immunogen	Chemische Verbindungen FITC
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artsunabhängig
Versand	Eisbeutel