

Anti-Fkbp10 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

Artikelnummer: CM0006511

Einführung

Kaninchen-monoklonaler FKBP10-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches FKBP10, ein 64 kDa ER-residentes PPIase, das an der Proteinfaltung beteiligt ist und mit Osteogenesis imperfecta in Verbindung gebracht wird. Ideal für Forschung und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP10 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	FKBP10; BRKS1; FKBP65; OI11; OI6; PPIASE; hFKBP65; FK506 binding protein 10
Spezies	Mensch
GenID	60681
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 303-582 von menschlichem FKBP10 (NP_068758.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96AY3
Proteingewicht	39kDa/64kDa
Versand	Eisbeutel