

## Anti-Fkbp10 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q96Ay3

Artikelnummer: CM0016945

### Einführung

KO validierter anti-FKBP10 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, reaktiv mit Mensch und Maus. FKBP10 ist eine Peptidyl-Prolyl-cis-trans-Isomerase, die im Lumen des Endoplasmatischen Retikulums lokalisiert ist und an der Proteinfaltung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Spezifikation                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | [KO Validiert] FKBP10 Kaninchen pAb                                                                                                                     |
| Bemerkungen/Aliase | OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65; 10                                                                                               |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                                  |
| Gen-ID (Mensch)    | 60681                                                                                                                                                   |
| Gen-ID             | 60681                                                                                                                                                   |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 303-582 des menschlichen FKBP10 (NP_068758.3) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                               |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                                                  |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                                            |
| SWISS              | Q96AY3                                                                                                                                                  |
| Proteingewicht     | 64 kDa                                                                                                                                                  |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                               |