

Anti-Fkbp10 Rabbit Polymab® Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

Artikelnummer: CM0011652

Einführung

FKBP10 Rabbit PolymAb® ist ein rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper, der humanes, murines und ratten-FKBP10 detektiert. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA ist er ideal für die Untersuchung von Proteinfaltung, Kollagenbiosynthese und Knochenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP10 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65
Spezies	Human
GeneID (Human)	60681
GeneID	60681
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96AY3
Protein-Gewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel