

Anti-Fkbp11-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N573

Artikelnummer: CM0021158

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen FKBP11 gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung der Resistenz gegen oxidativen Stress, der Regulation des Golgi-pH und des Neuroschutzes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FKBP19; FKBP11
Spezies	Human
GenID (Human)	51303
GenID	51303
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-150 von humanem FKBP11 (NP_057678.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N573
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel