

Anti-Fkbp12 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P62942

Artikelnummer: CM0003046



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FKBP12, validiert für WB und ELISA. Spezifisch für Mensch, Maus, Ratte. Ideal für TGF-beta-Signalgebung, Proteinfaltung und Ryanodin-Rezeptor-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP12 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2280
Gen-ID	2280
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 29-108 von humanem FKBP12 (P62942)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62942
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel