

Anti-Fkbp12-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62942

Artikelnummer: CM0019601



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FKBP12 (FKBP1A), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur TGF-beta-Signalübertragung, Proteinfaltung und Regulation von Kalziumkanälen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP12-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2280
Gen-ID	2280
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 2-108 von FKBP12 (NP_000792.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62942
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Kühlakku