

Anti-Fkbp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26885

Artikelnummer: CM0022559



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen FKBP2 (FKBP13), eine Peptidyl-prolyl cis-trans-Isomerase, gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch und Maus. Ideal für Studien zur Proteinfaltung und Immunkophilin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FKBP13; PPIase; FKBP-13; FKBP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2286
Gen-ID	2286
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P26885
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel