


Anti-Fkbp3 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q00688

Artikelnummer: CM0027148



Einführung

Polyklonaler Anti-FKBP3-Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IP und ELISA. Reagiert mit humanem FKBP3, einem nukleären Immunophilin mit Peptidyl-Prolyl-Isomerase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP3 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	FKBP-3; FKBP25; PPIase; FKBP-25; FKBP3
Spezies	Human
GeneID (Human)	2287
GeneID	2287
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q00688
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel