

Anti-Fkbp38/Fkbp8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14318

Artikelnummer: CM0010160



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FKBP38/FKBP8 (Q14318). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung zu Apoptose, Mitochondrien und viralen Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP38/FKBP8 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23770
GenID	23770
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FKBP38/FKBP8 (Q14318) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14318
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel