

Anti-Fkbp38/Fkbp8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14318

Artikelnummer: CM0029846



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FKBP38/FKBP8, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Molekulargewicht 45 kDa. Geeignet für Apoptose- und Virusinfektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP38/FKBP8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23770
Gen-ID	23770
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-270 von humanem FKBP38/FKBP8 (NP_036313.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14318
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eistasche