


Anti-Fkbp51/Fkbp5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13451

Artikelnummer: CM0011946



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen FKBP51/FKBP5 (Q13451), validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch und Ratte. Das Zielprotein ist ein 51 kDa Immunophilin, das am Steroidrezeptor-Trafficking, der Akt-Signalübertragung und der NF-kB-Aktivierung beteiligt ist. Ideal für die Erforschung von Signaltransduktion und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP51/FKBP5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPlase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2289
Gen-ID	2289
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13451
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel