

Anti-Fkbp52/Fkbp4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q02790

Artikelnummer: CM0027291



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes FKBP52/FKBP4 gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt menschliche, murine und Rattenproben. Vorhergesagtes Molekulargewicht 52 kDa. Ideal für Studien zu Immunkophilinen und Steroidrezeptor-Co-Chaperonen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP52/FKBP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2288
GenID	2288
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-459 von humanem FKBP52/FKBP52/FKBP4 (NP_002005.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02790
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel