

Anti-Fkbp52/Fkbp4 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q02790

Artikelnummer: CM0011863



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen humanes FKBP52/FKBP4 (SWISS: Q02790) gerichtet ist. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität bei Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Steroidrezeptorkomplexen und Immunkophil-Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP52/FKBP4 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4
Spezies	Mensch
Gen-ID	2288
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-92 von humanem FKBP4 (Q02790) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02790
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel