

Anti-Fkbp6-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075344

Artikelnummer: CM0026437



Einführung

FKBP6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf die inaktive Peptidyl-prolyl cis-trans-Isomerase FKBP6 ab, die an der Spermatogenese beteiligt ist. Ideal für die Forschung in der Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKBP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FKBP36; SPGF77; FKBP6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8468
GenID	8468
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-327 von humanem FKBP6 (NP_003593.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075344
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel