


Polyklonaler Anti-Fkrp-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H9S5

Artikelnummer: CM0013237



Einführung

Polyklonaler FKRP-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ziel ist die an der Glykosylierung von Dystroglykan beteiligte Ribitol-5-phosphat-Transferase. Geeignet für die Erforschung von Muskeldystrophien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FKRP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FKTR; MDC1C; LGMD2I; LGMDR9; MDDGA5; MDDGB5; MDDGC5; FKRP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79147
Gen-ID	79147
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-220 des humanen FKRP (NP_077277.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9H9S5
Protein-Molekulargewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku