

Anti-Flad1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nff5

Artikelnummer: CM0013160



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FLAD1 (FAD-Synthase/Diphosphatase), validiert für WB und ELISA. Erkennt endogene Spiegel des ~65 kDa großen FLAD1-Proteins in Proben von Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLAD1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	FAD1; FADS; PP591; LSMFLAD; FLAD1
Spezies	Mensch
Gen-ID	80308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 388-587 von humanem FLAD1 (NP_079483.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NFF5
Proteinmasse	65kDa
Versand	Eisbehälter