


Anti-Flap Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P20292

Artikelnummer: CM0002168



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes FLAP (Arachidonat-5-Lipoxygenase-aktivierendes Protein) für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert für die Leukotrien-Biosynthese und Entzündungsforschung. Spezies-Reaktivität: Human. Proteinmasse: 18 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLAP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	FLAP
Spezies	Human
GenID	241 (Human)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 62-161 von humanem FLAP (P20292) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20292
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel