

Anti-Flcn Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nfg4

Artikelnummer: CM0025595



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Anti-FLCN-Antikörper, validiert für WB und ELISA, gegen humanes Folliculin (64 kDa, SWISS Q8NFG4). Ideal für Studien zu mTORC1-Signalwegen, Krebs und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLCN Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
Spezies	Human
Gen-ID	201163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 341-579 des humanen FLCN (NP_659434.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8NFG4
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel