

Anti-Flcn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nfg4

Artikelnummer: CM0012938



Einführung

Kaninchen-polyklonaler FLCN-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA; reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von mTORC1-Signalwegen, Autophagie und Birt-Hogg-Dubé-Syndrom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLCN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
Spezies	Human
GenID	201163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 341-579 von humanem FLCN (NP_659434.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NFG4
Proteinmolekulargewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel