


Anti-Flg Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20930

Artikelnummer: CM0022028



Einführung

Hochwertiger anti-FLG Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-Filaggrin, einem Schlüsselprotein der epidermalen Differenzierung. Ideal für Forschung zu Hautbiologie und Keratinisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLG Kaninchen-Polyclonaler Antikörper
Bemerkungen / Aliase	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2312
Gen-ID	2312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-92 von menschlichem FLG (NP_002007.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20930
Proteinmolekulargewicht	435 kDa
Versand	Eispackung