

Anti-Flt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q01543

Artikelnummer: CM0029524



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FLI1 (EWSR2, FLI-1), validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt FLI1 in humanen und murinen Proben. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EWSR2, FLI-1, SIC-1, BDPLT21, FLI1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2313
Gen-ID	2313
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 des humanen FLI1 (NP_002008.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q01543
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eistüte