

Anti-Flotillin-1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075955

Artikelnummer: CM0012137



Einführung

KO-validierter Anti-Flotillin-1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Targetiert das Höhlenprotein-Gerüstprotein FLOT1 (075955). Ideal für die Erforschung von Membran-Rafts, Endosomen und Caveolae.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Flotillin 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	FLOT1; flotillin-1; Flotillin 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10211
GenID	10211
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 155-427 von humanem Flotillin 1 (NP_005794.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075955
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel