

Anti-Flotillin 1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075955

Artikelnummer: CM0011710



Einführung

Flotillin 1 Kaninchen mAb für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes FLOT1, ein Gerüstprotein in Höhlen (Caveolae) und Membran-Rafts. Unterstützt Studien zur zellulären Lokalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Flotillin 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FLOT1; Flotillin-1; Flotillin 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10211
GenID	10211
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 328-427 von humanem Flotillin 1 (075955) entspricht.)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075955
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel