

Anti-Flotillin-1-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O75955

Artikelnummer: CM0030451



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Flotillin-1, validiert für WB-, IHC-P-, IF/ICC-, IP- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten-Flotillin-1 (47 kDa). Ideal für die Erforschung von Caveolae und Membran-Rafts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Flotillin 1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FLOT1
Spezies	Human
Gen-ID	10211
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 155-427 von humanem Flotillin 1 (NP_005794.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75955
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel