

Anti-Flotillin 1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75955

Artikelnummer: CM0020982



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Flotillin 1 (FLOT1) für Western Blot (WB), IHC-P und ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Ideal für Caveolin- und Membran-Raft-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Flotillin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLOT1; Flotillin-1; Flotillin 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10211
GenID	10211
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 128-427 von humanem Flotillin 1 (NP_005794.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75955
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel