

Anti-Flowering Locus C (Flc) Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9S7Q7

Artikelnummer: CM0023171

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen Arabidopsis thaliana FLOWERING LOCUS C (FLC), einen zentralen Blührepressor. Validiert für Anwendungen im Western Blot und ELISA. Rekombinantes Protein als Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLC Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AGAMOUS-like 25; AGL25; FLF; FLOWERING LOCUS C; FLOWERING LOCUS F; MADS-BOX-PROTEIN FLOWERING LOCUS F; REDUZIERTE STAMMVERZWEIGUNG 6; RSB6; T31P16.130; T31P16_130; FLC
Spezies	Arabidopsis thaliana
GenID	830878
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-196 von Arabidopsis thaliana FLC (NP_196576.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9S7Q7
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel