


Anti-Flowering Locus T (Ft) Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Sxz2

Artikelnummer: CM0022652



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen *Arabidopsis thaliana* FLOWERING LOCUS T (FT), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Florigen-Signalübertragung und Regulation der Blütezeit in der pflanzenentwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	F5I14.3; F5I14_3; FLOWERING LOCUS T; REDUCED STEM BRANCHING 8; RSB8; FT
Spezies	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GenID	842859
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz im Bereich der Aminosäuren 70-150 von <i>Arabidopsis thaliana</i> FT (NP_176726.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9SXZ2
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel