


Anti-Flt3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P36888

Artikelnummer: CM0018473



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FLT3 (CD135/FLK2/STK1), validiert für WB, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die onkologische und hämatopoetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLT3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; FLT3
Art	Mensch
Gen-ID	2322
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 701-800 des humanen FLT3 (NP_004110.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36888
Proteinmolekulargewicht	113 kDa
Versand	Kühlakku