

Anti-Flywch2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Cp2

Artikelnummer: CM0021300

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FLYWCH2, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Phosphoprotein-bezogenen Signalwegen und proteomischen Studien. Versand im Kühlbeutel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FLYWCH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLYWCH2
Spezies	Human
GeneID (Human)	114984
GeneID	114984
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 51-140 von humanem FLYWCH2 (NP_612448.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96CP2
Protein-Gewicht	15kDa
Versand	Kühlbeutel