

Anti-Fmo1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q01740

Artikelnummer: CM0024494

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen die humane flavinhaltige Monooxygenase 1 (FMO1). Validiert für WB, IF-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Ratte. Ideal für Studien zum Xenobiotika-Stoffwechsel und Taurin-Synthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FMO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	FMO1; flavin containing monooxygenase 1
Art	Mensch
GenID (menschlich)	2326
GenID	2326
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 371-470 von humanem FMO1 entspricht (NP_002012.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q01740
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eispackung