

Anti-Fmo3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P31513

Artikelnummer: CM0003470

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FMO3, validiert für WB, IF-P und ELISA. Geeignet für Studien zum hepatischen Arzneimittelmetabolismus und zur Trimethylamin-N-Oxid-Produktion in Human-, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FMO3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TMAU; FMOII; dj127D3.1; FMO3
Spezies	Human
GeneID (Human)	2328
GeneID	2328
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem FMO3 (P31513) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31513
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel