


Anti-Fmrp Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q06787

Artikelnummer: CM0004303



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes FMRP, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zum Fragilen-X-Syndrom und zur synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FMRP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	POF, FMRP, POF1, FRAXA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2332
GenID	2332
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FMRP (Q06787) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06787
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel