


Anti-Fmrp-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06787

Artikelnummer: CM0027197



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen FMRP (Fragile X messenger ribonucleoprotein 1) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur neuronalen Entwicklung und synaptischen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FMRP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	POF; FMRP; POF1; FRAXA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2332
GenID	2332
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem FMRP (NP_002015.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06787
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel