

Anti-Fn1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02751

Artikelnummer: CM0012185



Einführung

Hochaffiner kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Fibronectin (FN1). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Fibronectin ist ein zentrales ECM-Glykoprotein, das Zelladhäsion, Migration und Wundheilung reguliert. Ideal für diagnostische und biomedizinische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FN1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2335
GenID	2335
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2205–2477 des humanen FN1 (NP_997647.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02751
Proteingewicht	72 kDa/74 kDa/221–272 kDa
Versand	Eisbeutel