

Anti-Fn3Krp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ha64

Artikelnummer: CM0015347

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen FN3KRP für den Nachweis mittels WB und ELISA in Human, Maus, Ratte. Erforschen Sie Proteindeglykierungswege mit einem zuverlässigen Ketosamin-3-Kinase-Forschungsreagenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FN3KRP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FN3KL; FN3KRP
Spezies	Human
Gen-ID	79672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-309 des humanen FN3KRP (NP_078895.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9HA64
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel