

Anti-Fndc4 Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H6D8

Artikelnummer: CM0018325

Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper gegen FNDC4 erkennt humanes, murine und Ratten-FNDC4 und ist für WB und ELISA validiert. Nützlich für die Erforschung von Entzündungen, Insulinsensitivität und Adiposegewebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FNDC4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	FRCP1; FNDC4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64838
GenID	64838
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 45-167 des menschlichen FNDC4 (NP_073734.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H6D8
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel