

Anti-Fndc4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Ihc-P/Elisa - Q9H6D8

Artikelnummer: CM0024588

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes FNDC4 (Fibronectin type III domain-containing protein 4), validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung von Entzündungen, Glukosetoleranz und Fettgewebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FNDC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FRCP1; FNDC4
Spezies	Human
Gen-ID	64838
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 45-167 von humanem FNDC4 (NP_073734.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9H6D8
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel