

Anti-Fndc5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nau1

Artikelnummer: CM0023092



Einführung

Anti-FNDC5-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. Zielstruktur ist das Fibronectin-Typ-III-Domänen-enthaltende Protein 5 (Irisin), ein wichtiges durch Bewegung induziertes Hormon.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FNDC5-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	FRCP2; Irisin; FNDC5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	252995
GeneID	252995
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 113–212 des humanen FNDC5 (NP_715637.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q8NAU1
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku